

採水手順 排水 5 項目採水容器セット

商品コード : 1462



【採水容器内訳】

- ① [試薬なし] 1.5 L ポリ容器 ×1 本
- ② [試薬なし] 1 L ガラスビン ×1 本

※採水はすべての容器・ビンに採水してください

◎一度採取する水で内部を軽く洗い流し(共洗い)、満水まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票（ヤマト運輸・着払い）にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

